



Immunologisches Drogenscreening im Urin

Immunologische Screening-Tests können aufgrund von Kreuzreaktivitäten falsch-positive Resultate erzeugen. Wir empfehlen deshalb, positive Resultate ggf. mit LC-MS bestätigen zu lassen (via Nachbestellung innerhalb einer Woche aus der ursprünglichen Probe).

Amphetamine/Methamphetamine

Vom Assay erfasst:

d-Amphetamin, d-Methamphetamin, Methylenedioxyamphetamin (MDA), Methylenedioxy-methamphetamin (MDMA)

Vom Assay nicht erfasst:

l-Amphetamin, Benzoyllecgonin, Benzphetamin, Benzylpiperazin, Bupropion, Koffein, Cetirizindihydrochlorid, Chlorpromazin, Kodein, Dextromethorphan, d-Ephedrin, l-Ephedrin, d,l-Ephedrin, Fenfluramin, Isomethepten, Isoxsuprin, Meperidin, Mephentermin, Methadon, l-Methamphetamin, Methapyrilen, Methylphenidat, Metronidazol, Morphin, Nor-Pseudoephedrin, Oxazepam, Phencyclidin, Phendimetrazin, Phenethylamin, Phenmetrazin, Phenobarbital, Phenothiazin, Phentermin, Phenylephrin, Phenylpropanolamin, Procainamid, Promethazin, Propranolol, d-Pseudoephedrin, l-Pseudoephedrin, Ranitidin, Scopolamin, Secobarbital, Thioridazin, Trifluoperazin, Triflupromazin, Tyramin, 3-OH-Tyramin

Barbiturate

Vom Assay erfasst:

Alphenal, Amobarbital, Aprobarbital, Barbitol, Butabarbital, Butalbital, Butethal, Diallylbarbital, Pentobarbital, Phenobarbital, Secobarbital, Talbutal, Thiopental

Vom Assay nicht erfasst:

Paracetamol, Acetylsalicylsäure, d-Amphetamin, Benzoyllecgonin, Koffein, Kodein, Hydroxyphenytoin (HPPH), Meperidin, Methadon, Methaqualon, Morphin, Oxazepam, Phencyclidin, Phenytoin (DPH), Propoxyphen

Benzodiazepine

Vom Assay erfasst:

α -Hydroxyalprazolam, α -Hydroxytriazolam, Alprazolam, 7-Aminoclonazepam, 7-Aminoflunitrazepam, 7-Aminonitrazepam, Bromazepam, Chlordiazepoxid, Clobazam, Clonazepam, Clorazepat, Delorazepam, Demoxepam, Desalkylflurazepam, Diazepam, Estazolam, Flunitrazepam, Flurazepam, 2-Hydroxyethylflurazepam, Lorazepam, Lorazepam-Glucuronid, Lormetazepam, Medazepam, Midazolam, Nitrazepam, Norchlordiazepoxid, Nordiazepam, Oxaprozin, Oxazepam, Oxazepam-Glucuronid, Prazepam, Temazepam, Temazepam-Glucuronid, Triazolam

Vom Assay nicht erfasst:

6-Acetylmorphin, 10,11-Dihydrocarbamazepin, 11-nor- Δ 9-THC-COOH, Paracetamol, Acetylsalicylsäure, Amitriptylin, Amoxicillin, Amphetamin, Amisulprid, Benzotropin-Mesylat, Benzoylecgonin, Brompheniramin, Buprenorphin, Koffein, Captopril, Chlorpromazin, Chloroquin, Cimetidin, Clomipramin, Codein, Desipramin, Dextromethorphan, Digoxin, Dihydrocodein, Diphenhydramin, Doxepin-HCl, EDDP, EMDP, Enalapril, Fentanyl, Fluoxetin, Fluphenazin, Haloperidol, Heroin, Hydrocodon, Hydromorphon, Hydroxychloroquin, Hydroxyzin, Ibuprofen, Imipramin, LAAM, Levorphanol, Levothyroxin, Maprotilin, Meperidin, Methadon, Methamphetamin, Morphin, Morphin-3 β -D-glucuronid, Morphin-6 β -D-glucuronid, Nalbuphin, Nalorphin, Naloxon, Naltrexon, Naproxen, Nifedipin, Norcodein, Norhydrocodon, Norfluoxetin, Noroxycodon, Noroxymorphon, Norpropoxyphen, Norsertralin, Nortriptylin, Oxycodon, Oxymorphon, Paroxetin, Perphenazin, Phencyclidin, Phenobarbital, Procyclidin, Propoxyphen, Protriptylin, Ranitidin, Secobarbital, Sertralin, Sulpirid, Tapentadol, Thioridazin, Tramadol, Triprolidin, Verapamil, Zaleplon, Zolpidem, Zopiclon

Cannabinoide

Vom Assay erfasst:

11-Hydroxy- Δ 9-THC, l-11-nor- Δ 8-THC-COOH, l-11-nor- Δ 9-THC-COOH, 8- β -Hydroxy- Δ 9-THC, 8- β -11-Hydroxy- Δ 9-THC, Δ 9-THC, Cannabinol

Vom Assay nicht erfasst:

Paracetamol, Acetylsalicylsäure, Amobarbital, Amphetamin, Benzoylecgonin, Koffein Cannabidiol, Kokain, Kodein, Dextromethorphan, Meperidin, Methadon, Methamphetamin, Morphin, d-11-nor- Δ 8-THC-COOH, Oxazepam, Phencyclidin, Phenobarbital, Propoxyphen, Secobarbital

Kokain

Vom Assay erfasst:

Benzoylecgonin, Kokain, Cocaethylen, Ecgonin, m-Hydroxybenzoylecgonin

Vom Assay nicht erfasst:

Norkokain, Ecgoninmethylester, 11-nor- Δ 9-THC-COOH, 1R,2S(-)-Ephedrin, 1S,2R(+)-Ephedrin, Paracetamol, Acetylsalicylsäure, Acyclovir, Salbutamol, Amikacin, Amitriptylin, Amobarbital, Amoxicillin, Amphetamin, Azithromycin, Benzocain, Buprenorphin, Bupropion, Koffein, Calciumcarbonat, Carbamazepin, Carisoprodol, Chlorpromazin, Chlorzoxazon, cis-Tramadol, Clomipramin, Clonidin, Codein, Cotinin, Dapson, Desipramin, Dextromethorphan, Dihydrocodein, Diphenhydramin, Doxepin, Doxycyclinhyclat, EDDP, Ethyl- β -D-glucuronid Fentanyl, Fluconazol, Fluoxetin, Gabapentin, Gentamicin, Haloperidol, Heroin, Hydrocodon, Hydromorphon, Hydroxyzin, Hyoscyamin-HCl, Ibuprofen, Imipramin, Indometacin, Lamotrigin, Levofloxacin, Lidocain, Lithiumheparinat, Loratadin, LSD, Maprotilin, Meperidin Mesoridazin, Methadon, Methamphetamin, Methylphenidat, Metoclopramid, Metronidazol, Morphin, Morphin-3 β -D-glucuronid, Morphin-6 β -D-glucuronid, Nalbuphin, Nalorphin, Naloxon, Naltrexon, Naproxen, Nitrazepam, Norbuprenorphin, Norcodein, Nordiazepa, Norfluoxetin-HCl, Norketamin, Norpropoxyphen, Nortriptylin, Ofloxacin, Omeprazol, Oxazepam, Oxycodon, Oxymorphon, Paroxetin, PCP, Phenelzin, Phenobarbital, Promethazin, Propoxyphen, Ranitidin, Risperidon, Scopolamin, Secobarbital, Sertralin, Spironolacton, Stavudin, Tapentadol, Terbinafin, Thiopental, Thioridazin, Tobramycin, Tolmetin, Trazodon, Trimethoprim, Vancomycin, Venlafaxin, Verapamil, Zolpidem

Methadon

Vom Assay erfasst:

Methadon, Methadol

Vom Assay nicht erfasst:

1- α -Acetylmethadol (LAAM), Paracetamol, Acetylsalicylsäure, Amitriptylin, Amphetamin, Benzoyllecgonin, Koffein, Carbamazepin, Kokain, Kodein, Dextromethorphan, Diphenhydramin, Ephedrin, Imipramin, Meperidin, Methadonmetabolit (EDDP), Methadonmetabolit (EMDP), Morphin, Nortriptylin, Orphenadrin, Oxazepam, Phencyclidin, Phenobarbital, Phenytoin, Primidon, Promethazin, Propoxyphen, Secobarbital, Theophyllin, Valproinsäure, Verapamil

Opiate

Vom Assay erfasst:

6-Monoacetyl-Morphin, Kodein, Dihydrocodein, Heroin, Hydrocodon, Hydromorphon, Levorphanol, Morphin, Morphin-3-Glucuronid, Morphin-6-Glucuronid, Oxycodon, Oxymorphon, Ranitidin

Vom Assay nicht erfasst:

Paracetamol, Acetylsalicylsäure, Amitriptylin, Amphetamin, Benzoyllecgonin, Koffein, Carbamazepin, Chlorpromazin, Clomipramin, Cyclazocin, Desipramin, Dextromethorphan, Doxepin, Ephedrin, Fentanyl, Fluoxetin, Fluphenazin, Ibuprofen, Paracetamol, Aceton, Ascorbinsäure, Aspirin, Koffein, Kreatinin, Ethanol, Galaktose