

# medica

MEDIZINISCHE LABORATORIEN Dr. F. KAEPELI AG

## Präanalytik Blutentnahme

Klinische Chemie | Spezialanalytik | Hämatologie



Kurz-Info

## Patienteninformation

---

- Nüchtern  
12 Stunden Nahrungskarenz  
24 Stunden Alkoholkarenz
- Extreme Körperbelastung vermeiden
- Vor Blutentnahme 10 bis 15 Minuten ruhen

## Blutentnahme

---

- Idealer Zeitpunkt 7.00 – 9.00 Uhr
- Patient immer in derselben Position, sitzend oder liegend
- Maximal eine Minute stauen
- Nicht mit der Faust pumpen

## Wahl der Punktionsstelle

---

- Vena m.b. | Vena m.ce. | Vena m.cu. | Vena m.a.
- Niemals oberhalb einer Infusionsstelle

## Serothek

---

- Einwandfrei eingesandte Seren werden für Sie **kostenlos** mindestens 8 Monate bei  $-20^{\circ}\text{C}$  aufbewahrt.

SRK Richtlinie für Blutgruppen:  
EDTA-Röhrchen mit Namen, Vornamen und vollständigem Geburtsdatum (tt-mm-jjjj) beschriften.

# Reihenfolge der Röhren bei der Blutentnahme



**BLUTKULTUR**

BacT-Alert



**GERINNUNG**

Natrium-Citrat 1+9

Cave: mit Butterfly 1. Röhren verwerfen!



**SENKUNG**

Natrium-Citrat 1+4



**CHEMIE**

Trenngel (mit Gerinnungsaktivator)



**PRAXIS-CHEMIE**

Heparin



**HÄMATOLOGIE**

K2-EDTA



**GLUKOSE**

Fluorid



**SPURENELEMENTE**

Spezialröhren

Monovette: Extrakanüle

Bitte alle Röhren sofort nach der Blutentnahme 5–10x überkopf schwenken!

Bei Fragen freuen  
wir uns über Ihren Anruf.  
**044 269 99 99**



**medica**

**MEDIZINISCHE LABORATORIEN Dr. F. KAEPELI AG**  
Wolfbachstrasse 17, Postfach, 8024 Zürich  
Telefon 044 269 99 99, Fax 044 269 99 09  
info@medica.ch www.medica.ch